

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
на зубопротезирование**

<b>№</b>	<b>наименование услуги</b>	<b>стоимость, руб.</b>
<b>1.</b>	Рентгеновский снимок	200
A11.07.011.004 <b>2.0.</b>	Анестезия: -карпульная (убистезин, артикаин, ультракаин)	360
A16.07.004 <b>3.</b>	Изготовление пластмассовой коронки, зуба	3000
A16.07.004 <b>4.1.</b>	Изготовление металлокерамической коронки, зуба	5900
A16.07.004 <b>4.2.</b>	Изготовление коронки, винира из оксида циркония, пресскерамики	20000
A16.07.006 <b>4.3.</b>	Изготовление коронки на имплантат	25000
<b>4.4.</b>	Изготовление промежуточной части в мосту на имплантатах	10000
A16.07.004 <b>5.1.</b>	Изготовление цельнолитой коронки, зуба	3400
A16.07.004 <b>5.2.</b>	Изготовление цельнолитой коронки, зуба с покрытием	3600
A16.07.006 <b>5.3.</b>	Изготовление цельнолитой коронки на имплантат	16800
A16.07.035 <b>6.1.</b>	Изготовление съёмного протеза	11500
A16.07.035 <b>6.2.</b>	Нейлоновый протез	19500
A16.07.023 <b>7.1.</b>	Изготовление съёмного протеза на двух имплантатах	45000
A16.07.023 <b>7.2.</b>	Изготовление съёмного протеза на четырёх имплантатах	66000
<b>8.</b>	Коррекция протеза	300
A16.07.036 <b>9.</b>	Починка съёмного протеза, приварка зуба, кламмера	900
A16.07.003 <b>10.1.</b>	Изготовление -культевой вкладки	3400
A16.07.003 <b>10.2.</b>	- вкладки из оксида циркония	20000
A16.07.036 <b>11.1.</b>	Изготовление бюгельного протеза на крючках	35000
A16.07.036 <b>11.2.</b>	Изготовление бюгельного протеза на крючках с покрытием	36500
A16.07.036 <b>11.3.</b>	Изготовление бюгельного протеза из ацетала	33000
A16.07.036 <b>12.1.</b>	Изготовление бюгельного протеза на замках	39000
A16.07.036 <b>12.2.</b>	Изготовление бюгельного протеза на замках с покрытием	41500
A16.07.033 <b>13.</b>	Ретракция десны одного зуба	200
A02.07.001 <b>14.</b>	Временная фиксация коронки	300
A16.07.004 <b>15.</b>	Изготовление временной пластмассовой коронки	1000
A02.07.001 <b>16.</b>	Постановка коронки на цемент	700
A06.07.010 <b>17.</b>	Постановка временной пломбы	250
A16.07.053 <b>18.1.</b>	Срез, сбивание одной штампованной , пластмассовой коронки	300
A16.07.053 <b>18.2.</b>	Срез, сбивание одной литой, металлокерамической	700
A16.07.023 <b>19.</b>	Изготовление индивидуальной ложки на 1 челюсть	1100
A02.07.001 <b>20.1.</b>	Снятие С-силиконового слепка Speedex	700
A02.07.001 <b>20.2.</b>	Снятие А-силиконового слепка	1000
A02.07.001 <b>20.3.</b>	Снятие альгинатного слепка	300
<b>21.</b>	Применение Dry Tips	300
<b>22.</b>	Применение коффердама или OPTRAGATE	350

**Срок изготовления одиночной коронки 5-10 дней. Срок изготовления мостовидных и съёмных протезов 15-30 дней.**